

FNV-SARS-CoV-2-abEN 假病毒产品说明书


【产品名称】

通用名称：FNV-SARS-CoV-2-abEN 假病毒

【产品介绍】

本品通过化学合成的方法获得 FNV-SARS-CoV-2 部分 ORF1a/b 基因序列、E Gene 和 N Gene 编码区序列，并克隆构建至逆转录病毒载体，在 293T 细胞内进行假病毒的制备，通过超速离心的方式进行浓缩和纯化。所获得的假病毒为逆转病毒外膜包裹部分 ORF1a/b 基因序列、E Gene 和 N Gene 编码区序列。可以用于病毒 RNA 核酸提取实验和 QPCR 检测实验的阳性对照产品。

【产品元件结构】



【产品序列信息】

见附录

【主要成分】

葡萄糖、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠、氯化钾和 FNV-SARS-CoV-2-abEN 假病毒。

【存储条件及有效期】

冻存于-20℃以下，有效期 6 个月。

【产品规格】

货号	产品名称	单位	规格
BDAA0004-1m	FNV-SARS-CoV-2-abEN	1ml/支	1 支
BDAA0004-5m	FNV-SARS-CoV-2-abEN	1ml/支	5 支
BDAA0004-10m	FNV-SARS-CoV-2-abEN	1ml/支	10 支

【产品用量】

推荐使用量：50 μL-100 μL/次。不同实验室使用不同的核酸提取试剂盒进行实验操作，所得实验结果会存在一定的差异。各实验室根据实验情况可做优化调整。

【使用方法】

- 假病毒融化：将假病毒从-20° C 冰箱中取出，进行冰浴融化或置于 4℃ 条件下自然融化，待其完全融化后才可进行相关的实验操作；
- 假病毒灭活（可选项）：在生物安全柜中吸取当次实验所需量的假病毒于 EP 管中，置于 56℃ 条件下灭活 30min；
- 假病毒核酸提取（材料自备），本产品可以使用膜吸附或磁珠吸附的试剂盒进行假病毒 RNA 的抽提。
- QPCR 检测（材料自备）：假病毒 RNA 经 RT-PCR 成 cDNA 后进行 QPCR 定量检测实验。
- 补充说明，本产品制备过程中可能存在少量质粒 DNA 残留，对于纯度要求比较高的实验，可在 RNA 抽提时使用本公司提供的 DNase-DEPC-H2O 进行 RNA 溶解洗脱。之后加入终浓度 5mM EDTA, 75℃ 条件下 10min，进行 DNase 酶灭活（可选项）。

【注意事项】

- 冻融会导致假病毒的稳定性降低，从而影响核酸抽提的效果及 QPCR 检测结果，使用时应避免反复冻融；

2. 病毒灭活处理可能会导致 RNA 的降解，请根据实际实验需求合理选择。
3. 如果需要对本产品进行稀释处理，可以使用磷酸盐缓冲液（PBS）或者生理盐水（0.9% NaCl）进行稀释；
4. 如果使用时本品不慎溅到眼睛、皮肤或其他身体部位请立即使用大量清水冲洗；
5. 使用本品所产生的实验废弃物需要通过高压灭菌处理后按照医疗废弃物处理要求进行处理。

【附录】

1. ORF1 a/b 序列

```
ATCGTGTGCTGTACTGCCGTTGCCACATAGATCATCCA  
AATCCTAAAGGATTTTGTGACTTAAAAGGTAAGTATGTAC  
AAATACCTACAACCTGTGCTAATGACCCTGTGGGTTTTAC  
ACTTAAAACACAGTCTGTACCGTCTGCGGTATGTGGAAA  
GGTTATGGCTGTAGTTGTGATCAACTCCGCGAACCCATGC  
TTCAGTCAGCTGATGCACAATCGTTTTTAAACGGGTTTGC  
GGTGTAAGTGCAGCCCGTCTTACACCGTGCGGCACAGGCA  
CTAGTACTGATGTCGTATACAGGGCTTTTGACATCTACAA  
TGATAAAGTAGCTGGTTTTGCTAAATTCCTAAAACTAAT  
TGTTGTCGCTTCCAAGAAAAGGACGAAGATGACAATTTAA  
TTGATTCTTACTTTGTAGTTAAGAGACACACTTTCTCTAA  
CTACCAACATGAAGAAAACAATTTATAATTTACTTAAGGAT  
TGTCCAGCTGTTGCTAAACAT
```

2. E Gene

```
ATGTACTCATTCTGTTTCGGAAGAGACAGGTACGTTAATAG  
TTAATAGCGTACTTCTTTTCTTGCTTTCGTGGTATTCTT  
GCTAGTTACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCGATTGTGT  
GCGTACTGCTGCAATATTGTTAACGTGAGTCTTGTA AAC  
CTTCTTTTACGTTTACTCTCGTGTTAAAATCTGAATTC
```

TTCTAGAGTTCCTGATCTTCTGGTCTAA

3. N Gene

```
ATGTCTGATAATGGACCCCAAAATCAGCGAAATGCACCCC  
GCATTACGTTTGGTGGACCCTCAGATTCAACTGGCAGTAA  
CCAGAATGGAGAACGCAGTGGGGCGCGATCAAAAACACGT  
CGGCCCAAGGTTTACCCAATAATACTGCGTCTTGGTTCA  
CCGCTCTCACTCAACATGGCAAGGAAGACCTTAAATTC  
TCGAGGACAAGGCGTTC AATTAACACCAATAGCAGTCCA  
GATGACCAAATTGGCTACTACCGAAGAGCTACCAGACGAA  
TTCGTGGTGGTGACGGTAAAATGAAAATCTCAGTCCAAG  
ATGGTATTTCTACTACCTAGGAACTGGGCCAGAAGCTGGA  
CTTCCCTATGGTGCTAACAAGACGGCATCATATGGGTTG  
CAACTGAGGGAGCCTTGAATACACCAAAAAGATCACATTGG  
CACCCGCAATCCTGCTAACAATGCTGCAATCGTGCTACAA  
CTTCTCAAGGAACAACATTGCCAAAAGGCTTCTACGCAG  
AAGGGAGCAGAGGGCGGAGTCAAGCCTCTTCTCGTTCCCTC  
ATCACGTAGTCGCAACAGTTCAAGAAATTC AACTCCAGGC  
AGCAGTAGGGGAACCTTCTCCTGCTAGAATGGCTGGCAATG  
GCGGTGATGCTGCTCTTGCTTTGCTGCTGCTTGACAGATT  
GAACCAGCTTGAGAGCAAAATGTCTGGTAAAGGCCAACAA  
CAACAAGGCCAAACTGTC ACTAAGAAATCTGCTGCTGAGG  
CTTCTAAGAAGCCTCGGCAAAAACGTACTGCCACTAAAGC  
ATACAATGTAACACAAGCTTTCGGCAGACGTGGTCCAGAA  
CAAACCAAGGAAATTTGGGGACCAGGAACTAATCAGAC  
AAGGAACTGATTACAAAACATTGGCCGCAAATTGCACAATT  
TGCCCCAGCGCTTCAGCGTCTTCGGAATGTCGCGCATT  
GGCATGGAAGTCACACCTTCGGGAACGTGGTTGACCTACA  
CAGGTGCCATCAAATTGGATGACAAAAGATCCAAATTTCAA  
AGATCAAGTCATTTTGTGTAATAAGCATATTGACGCATAC  
AAAACATTCCCACCAACAGAGCCTAAAAGGACAAAAGA  
AGAAGGCTGATGAACTCAAGCCTTACCGCAGAGACAGAA  
GAAACAGCAAACCTGTGACTCTTCTCCTGCTGCAGATTG
```

GATGATTTCTCAAACAATTGCAACAATCCATGAGCAGTG

CTGACTCAACTCAGGCCTAA

(结束)