



QuickFreezing 细胞冻存液使用信息反馈表

单位名称	长征医院
联系人	景*
联系电话	***
Email	
QQ	***
反馈日期	2015.6.9

产品型号	QuickFreezing-M (<input checked="" type="checkbox"/>) QuickFreezing-2×M (<input type="checkbox"/>) QuickFreezing-I (<input type="checkbox"/>)		
	细胞 1	细胞 2	细胞 3
细胞名称	WT9-12 (多囊肾囊肿衬里上皮细胞)	NRK-52E (大鼠肾小管导管上皮细胞)	OX161 (人多能肾细胞)
冻存顺序	-80℃	-80℃	-80℃
冻存时间	15 天、30 天	30 天	45 天
复苏效果 (存活率)	80%	70%	70%
是否满意	是	是	是
您常用的冻存方法	血清: 品牌 (FuMeng 上海复蒙)、浓度 (30%); DMSO: 品牌 (Sigma) 或成品冻存液: 品牌 (_____)		
效果是否优于您以前常用的冻存液	无明显区别, 但操作简单, 不需要程序降温		
您对本试剂的建议			

注: 请从博奥龙网站-下载中心-用户反馈中下载空表后填写发回, 或手工填写并拍照发回。

(发至 sale@biodragon-immunotech.com)