

# h Adenovirus type3-L3 假病毒产品说明书

## 【产品名称】

通用名称：h Adenovirus type3-L3 假病毒

## 【产品规格】

货号：BDAA0054

规格：1 mL/支

## 【产品介绍】

本品通过化学合成的方法获取 h Adenovirus type3-L3 基因序列，并克隆构建至 Ad5 型复制缺陷型腺病毒载体，在 293A 细胞内进行假病毒的制备，通过层析柱纯化所获得的假病毒为腺病毒衣壳包裹的 DNA 序列。可以用于病毒 DNA 核酸提取实验和 QPCR 检测实验的阳性对照产品。

## 【产品序列信息】

见附录

## 【主要成分】

葡萄糖、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠、氯化钾和 h Adenovirus type3-L3 假病毒。

## 【存储条件及有效期】

冻存于-20℃以下，有效期 6 个月。

## 【产品用量】

推荐使用量：50μL-100μL/次。不同实验室使用不同的核酸提取试剂盒进行实验操作，所得实验

结果会存在一定的差异。建议各实验室根据实验情况做优化调整。

## 【使用方法】

1. 假病毒融化：将假病毒从-20℃ 冰箱中取出，置于冰上融化或 4℃条件下自然融化，待其完全融化后可进行相关的实验操作；
2. 假病毒灭活（可选项）：在生物安全柜中吸取当次实验所需量的假病毒于 EP 管中，置于 56℃条件下灭活 30min；
3. 假病毒核酸提取（材料自备），本产品可以使用膜吸附或磁珠吸附的试剂盒进行假病毒 DNA 的抽提。
4. QPCR 检测（材料自备）：假病毒 DNA 进行 QPCR 定量检测实验。

## 【注意事项】

1. 冻融会导致假病毒的稳定性降低，从而影响核酸抽提的效果及 QPCR 检测结果，使用时应避免反复冻融；
2. 病毒灭活处理可能会导致 DNA 的降解，请根据实际实验需求合理选择。
3. 如果需要对本产品进行稀释处理，可以使用磷酸盐缓冲液（PBS）或者生理盐水(0.9%

NaCl)进行稀释；

4. 如果使用时本品不慎溅到眼睛、皮肤或其他

身体部位请立即使用大量清水冲洗；

5. 使用本品所产生的实验废弃物需要通过高压

灭菌处理后按照医疗废弃物处理要求处理。

### 【附录】

1.L3 Gene ( NCBI Sequences AY599834.1 )

```
GAAACTGAGGAACCAGATATTGATATGGAATTTT
TCGATGGTAGAGATGCTGTTGCAGGAGCTTTAGC
GCCTGAAATTGTGCTTTATACGAAAATGTAAAT
TTGGAAACTCCAGACAGTCATGTGGTATATAAAC
CAGAAACGTCTAATAACTCTCATGCAAATTTGGG
TCAACAAGCCATGCCTAACAGACCCAATTACATTG
GCTTCAGGGATAACTTCGTAGGCCTAATGTACTA
CAACAGTACTGGAAATATGGGAGTTTTGGCTGGC
CAAGCATCACAACCTGAATGCAGTGGTTGACTTGC
AGGACAGAAATACTGAACTGTCATATCAGCTTTT
GCTTGATTCTCTGGGAGACAGAACCAGATACTTC
AGCATGTGGAATCAGGCTGTGGACAGTTACGATC
CCGATGTTTCGCATTATTGAAAATCATGGCATCGA
GGATGAACTGCCTAATTACTGTTTTCTCTGAAT
GGCATAGGACCAGGGCACACATATCAAGGCATTA
AAGTTAAAACCGATGACACTAATGGATGGGAAAA
AGATGCTAATGTTGCTCCAGCTAATGAAATAACC
ATAGGCAACAACCTGGCTATG ( 完毕 )
```