



## 考马斯亮蓝脱色液G250

货号	规格
BTYA0315	500ml

### 产品介绍

考马斯亮蓝染色液是以考马斯G250为染料，可用于SDS-PAGE或非变性PAGE等蛋白电泳的快速、高灵敏染色，或Western转膜后PAGE胶残留蛋白的检测。

**储存条件** 4℃保存，一年有效。

### 使用说明

- 1、电泳结束后，取胶放入50-100ml蒸馏水中，在摇床上摇动5分钟，倒弃液体，在重复两次。
- 2、加入适当体积的染液，是染液能够完全覆盖凝胶，在摇床上摇动5分钟染色。
- 3、染色结束后回收染液，加入适当体积的脱色液，在摇床上摇动5分钟脱色，重复2次或脱色至蛋白条带清晰。

### 注意事项

- 1、本染液呈酸性，有轻微腐蚀性，使用时请注意防护。
- 2、为了您的健康和安安全，请穿实验服和佩戴一次性手套。