



SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)

货号	规格
BTYA0313	5ml

产品介绍

SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer, 5X), 是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。

储存条件 -20℃保存, 至少一年有效。

注意事项

- 1、SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)中含少量DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)必须完全溶解后再使用。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作