


QuickAntibody 免疫佐剂使用信息反馈表

| | | | |
|--------|--------|------|-----------|
| 单位名称 | 四川农业大学 | 反馈日期 | 2015.8.17 |
| 联系人 | 罗** | 联系电话 | *** |
| E-mail | *** | QQ | *** |

| | | | |
|------|--------------------------------|--|---|
| 佐剂名称 | 兔八周佐剂 (QuickAntibody-Rabbit8W) | | |
| 实验动物 | 动物品系 | 新西兰大白兔 | |
| | 动物性别 | ♂ | |
| | 周龄 (周) | 成年 | |
| 免疫抗原 | 抗原名称 | J1-TbdR1 | |
| | 物种来源 | 鸭子 | |
| | 分子量大小 (Kd) | 42.3KDa | |
| | 提纯或重组 (若为后者, 请注明表达系统) | Rosetta | |
| | SDS-PAGE 纯度 (%) | 100% | |
| | 若为其它形式抗原, 请详细说明 | | |
| 免疫方式 | 免疫途径 | 皮下 | |
| | 免疫针次和时间间隔 | 标准程序免疫 | |
| | 每针次抗原用量 (µg) | 40 | |
| | 每针次注射体积 (µl) | 100 | |
| | 若为其它免疫方式, 请详细说明 | | |
| 抗体检测 | 采血时间 | 第 52 天 | |
| | ELISA 滴度 | 暂时未测定 | |
| | 若为其它检测方法, 请详细说明 | WESTERN BLOT (左 1 是阳性对照; 左 2 是全菌; 左 3maker) |  |

注: 请从博奥龙网站-下载中心-用户反馈中下载空表后填写发回, 或手工填写并拍照发回。
(发至 sale@biobdragon-immunotech.com)

